

WIRKWEISE

Wichtig

Die bigestaMED Therapie

- + Ganzkörper-Traktion
- + Wärme
- + Schwingung
- = Schmerzbehandlung ohne Medikamente

Der Körper wird in Schwingung gebracht und gestreckt. Die Dekomprimierung entlastet Rücken und Gelenke, Schwingung und Wärme lockern und richten ein.

Behandlungsziele

- Intermittierende Distraction zur Vergrößerung des Zwischenwirbel- bzw. Zwischengelenk - Abstandes
- Reduzierung des intradiskalen Druckes
- Repositionierung des Bandscheibengewebes
- Rehydration der Knorpelmasse
- Verbesserung von Stoffwechsel und Lymphaktivität
- Diskus-Regeneration

Indikationen

- Bandscheibenvorwölbungen und – vorfälle mit und ohne Nervenfallscheinungen
- Verrenkungen, Verstauchungen und Zerrungen im Bereich der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule
- Hüftgelenksblockaden
- Arthrose des Knies, der Hüfte und der Wirbelsäule
- Inkontinenz
- Burnout

Vorteile

- Effektivere Behandlung, weniger Manpower-Einsatz nötig
- Gute Nachhaltigkeit mit kumulativem Effekt
- Über 80% Erfolgsquote
- Gibt Ihnen ein Alleinstellungsmerkmal
- Erweitert Ihr Leistungsspektrum
- Hilft neue Patienten zu akquirieren
- Maximiert Ihr Praxispotential
- Hilft den Ansprüchen nach konservativem und schonenden Verfahren gerecht zu werden
- Steigert Ihren Umsatz
- Hervorragende Preis- Wertverhältnis der Geräte, dadurch ist eine schnelle Amortisation möglich.
- Weitgehendst risikofrei durch Streckung mit Eigengewicht



Die Geräte entsprechen den aktuellen Vorgaben der Geräterichtlinie der Europäischen Kommission (93/42 EWG)



Mehrere Geräte sind zugelassene Medizinprodukte der Klasse 1



Fertigung nach den Richtlinien DIN EN ISO 13485



Bad Füssing, die Heimat von bigestaMED, ist die Anlaufstelle Nr. 1 für Kur- und Heilurlauber aus ganz Europa . Mit den täglichen Beschwerden konfrontiert, wollten wir Konzepte und Geräte schaffen, die nicht nur begleitend Symptome lindern, sondern gleich den Beschwerden vorbeugen können.



Das Anwenden dieser Technologie ersetzt keine ärztliche Diagnose und Behandlung. Alle hier beschriebenen Eigenschaften sind nur Beobachtungen und sind keine Heilversprechen.

Der Weg zum Erfolg:

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Termin und lassen Sie sich persönlich von bigestaMED überzeugen. Unsere professionellen Berater zeigen Ihnen wie Sie Ihren Patienten noch mehr bieten können bei gleichzeitigem wirtschaftlichen Erfolg.

Wir beraten Sie gerne

Vital Sein - Medizintechnik
Inhaber.: Gert Lutsch

Obergasse 3a
87666 Pforzen
Telefon: +49 (0)8346 / 17 15 100
Fax: +49 (0)8346 / 98 28 81
Mail: info@vitalsein-shop.de




bigestaMED
Therapiesystem mit

Erreichbarkeit:
Montag – Freitag:
9.00 bis 13.00 & 14.00 bis 18.00
Samstag (nach Vereinbarung):
9.00 bis 13.00 Uhr

Aktiv
&
Vital
durchs Leben

bigestaMED
Therapiesystem mit



spintracMED
Rückenregulator

So nutzen Sie die Vorteile des bigestaMED Konzept`s

Mehr Energie und Befreiung von Schmerzen bereits nach der ersten Anwendung

Die Anwendung des Rückengenerators und dadurch der Einsatz

- der harmonischen Schwingungen,
- der Infrarotwärme
- und der Körper- und Rückenextension (Traktion)

in den Bereichen Training, Erholung und Therapie, erlaubt es dem Therapeuten die Grenzen einer herkömmlichen Physiotherapie **überdeutlich** zu erweitern.

Daraus resultieren schnellere, effektivere und nachhaltigere Behandlungserfolge, insbesondere bei Patienten, die nach der herkömmlichen Physiotherapie austherapiert zu sein scheinen.

Spintrac Rückenregulator


... für die flexible Anwendung in der Praxis

Der **spintracMED Gelenk- und Rückenregulator** ist ein Trainingsgerät zur traditionellen, konservativen Behandlung von Gelenk- und Rückenschmerzen.

Vorteil 1 Er kann als eigenständiges Therapiegerät ohne Therapeuteneinwirkung betrieben werden.

Vorteil 2 Während der **spintracMED**-Anwendungen kann der Körper zusätzlich mit „manuellen Techniken“ behandelt werden.

Vorteil 3 Die **spintracMED** Anwendungen können als Vorbereitung einer nachfolgenden manuellen Therapie eingesetzt werden.



Rückentrainer in Bauchlagestellung

Rückentrainer in Rückenlagestellung

Besonderheiten:

- Horizontale, rechtsdrehende Schwingung von 7 - 15 Hz stufenlos regulierbar
- Schwingungsausladung 6 mm
- Mit robusten Profiantrieb PRO für den Dauerbetrieb
- Brustplatte schwenkbar von +15° bis -35°
- Infrarot Heizmatte
- Regulierung über kabellose Fernbedienung
- Effizient und sparsam im Stromverbrauch
- In verschiedenen Holz- und Stofffarben ausführbar
- Medizinprodukt, **CE**, Patent

Der unverwechselbare Charakter der bigestaMED Geräte wird bestimmt durch die perfekte Symbiose der Edelstahl-, Holzkombination, der smarten und individuellen Polsterung, dauerhafter Qualität und zeitlosem Design.

Technische Details

Maße (L x B)	180 x 80 cm	Höhe Bauchlage	80 cm
Gewicht	45 kg	Höhe Rückenlage	50 cm
Max. Belastung	130 kg	Leistung	12 VDC / 130 Watt

ANWENDUNGEN

Gelenk- u. Rückenregulation in Bauchlage

Das Körper- und Rückenstrecken in „Bauchlage“ ist eine sehr effektive und beliebte Behandlungsmethode bei Rücken- und Gelenkschmerzen. Zugeführte Schwingungen sorgen für ein rasches Aus- und Einrichten der Gelenke Wirbel und der Bandscheiben.



Gelenk- u. Rückenregulation mit Bauchtraining

Die meisten Rückenschmerzen lassen sich deutlich lindern oder ganz beseitigen, wenn ein ganz bestimmter Muskel, der zu 91% dafür verantwortlich ist, auf Entspannung gesetzt wird. **Der Bauchmuskel.**



Gelenk- u. Rückenregulation in Rückenlage

Für diejenigen Personen, die Schwierigkeiten haben auf dem Bauch zu liegen, können die Anwendungen auch in Rückenlage durchgeführt werden. Dazu wird der Regulator mit wenigen Handgriffen umgerüstet.



Biomechanische Behandlungskonzepte

Die vielseitigen Funktionen, wie Traktion, Schwingung und Wärme können therapeutisch sehr gut angewendet werden. Die Arbeiten des Therapeuten werden dadurch wesentlich effektiver und auch leichter. Zudem braucht der Therapeut auch weniger Kraft und Zeit um zum Erfolg zu kommen.

